

Pasient

Personnr: 010479-12345
 Navn: Stridor, Broncho
 Fødselsdato: 01.04.1979 - Mann - Europeisk
 27,6 år - 180 cm - 80 kg - BMI: 24,7

Undersøkelse 21.11.2006

Tekniker: Admin, Admin (Default)
 Sensor: Spirare sensor (SPS310), SN: 14643
 Referanse: [GLI] Quanjer. (2012) All ages
 Parametervalg: Beste test (FVC + FEV1)

Medikamenter, ordinær

Medikamenter, Post BD

Eksposering

Røyking


TV + Forsert eksp./insp.

Test	VT-FVC		
Dato	21.11.2006		
Tid:	15:27 - 15:29		
Antall forsøk	6		
Var.	FVC	2,4 %	0,12 L
	FEV1	1,7 %	0,06 L
Kvalitet	B		


Notat

Parameter	Enhet	Test		Pred	Referanse- område
		3/6 15:27	% Pred		
TV	L	0,25			
ERV	L	1,53			
IRV	L	3,26			
IC	L	3,51			
Rf	1/m	25,6			
FVC	L	5,04	89	5,65	4,56 - 6,75
FEV1	L	3,49*	75	4,68	3,75 - 5,61
FEV1/FVC		0,69*	83	0,83	0,72 - 0,94
PEF	L/s	10,6			
FIVC	L	5,14			
FIT	s	1,68			

* Verdi under nedre grense for normalverdier.



Forklaring
 — Test 3/6
 - - - Forventet



Test av: _____

Vurdert av: _____