



## Spirare EKG - kabler

### Kabeltyper som kan leveres til Spirare EKG SPE200



#### SPEK5-1 - Cable Banana

10 lead EKG-kabel, 4 mm bananplugg  
Samlekabel 200 cm, leads 75 og 110 cm



#### SPEK5-3 - Cable Medi Clip

10 lead EKG-kabel, klype  
Samlekabel 100 cm, leads 75 og 110 cm

### Elektroder for hvile-EKG

#### Banana



#### Medi Clip/Press Stud (til klype og trykk-knapp)



EKG-elektroder kan bestilles fra de fleste forhandlere av medisinske forbruksvarer. Det finnes flere produsenter og ulik kvalitet av EKG-elektroder.

## EKG-kabler

- Brukervennlig
- Lang levetid
- Prisgunstig

*– Every beat counts!*

**DIAGNOSTICA AS**  
Østre Aker vei 19  
0581 Oslo

Tel 22 92 40 00  
Fax 22 92 40 09

[spirare@spirare.com](mailto:spirare@spirare.com)