



+ Diagnostica

VAREKATALOG





Spirare

Spirare er et digitalt system for medisinteknisk utstyr. På legesenteret er det vanlig å tilby undersøkelse med hvile-EKG, spirometri, og 24-timers blodtrykk.

Hver undersøkelse bruker sin spesielle målesensor, og utstyret kan kombineres som du vil.

Hvorfor Spirare?

Spirare er bygget for å spare tid gjennom automatisering. God kommunikasjon med EPJ er spesielt viktig for våre kunder. Derfor velger stadig flere Spirare som sitt medisintekniske system.



Det er mange fordeler ved å velge akkurat Spirare, dette er noen av dem:



Integrasjon mot pasient- journaler

Integrering mot pasientjournaler er en viktig del av programvaren. Vi støtter de mest brukte journal-systemene i Norden.



Support

Ved bruk av Spirare følger også hjelp med førstegangsoppsett og support ved bruk. Vi er opptatt av at Spirare fungerer bra for alle brukere, og er derfor aldri langt borte.



Modulært

Når du har Spirare fra før kan du bygge på, det er plug-n-play for nytt utstyr. Tilleggsmoduler tilbys for Citrix, RPD, og medikamentell provokasjonstest for utredning av astma.



Beste løsning for web-journaler!

Stadig flere går over til rent nettbasert journalsystem. I et felles prosjekt mellom Spirares programmerere og utviklere av nettbasert EPJ, har vi kommet frem til en løsning som automatisk lagrer testsvaret som PDF i den løpende journalen.

Spirare komplett

Spirometri, EKG og 24-timers blodtrykksmåling i ett og samme dataprogram.

SPKIT07TR

STARTPAKKE MED TRE APPARATLISENSER


Spirare system, komplett med utstyr for spirometri, EKG og 24-timers blodtrykksmåling.

Flere pakker, ekstra apparater og tilbehør kan kjøpes separat. Se produktliste på side 18.

Hvordan fungerer det?

Under kan du se en enkel teknisk illustrasjon. Spirare startes fra EPJ, og åpner seg med pasientens historikk. I menyen kan du starte ny undersøkelse. Når du lagrer, sender Spirare samtidig en resultatfil til EPJ. Mange journalsystemer lagrer og viser resultatet som PDF eller tallverdier.

Lurer du på noe? Spør en IT-konsulent:
support@spirare.com







Spirometri

Spirare viser automatisk tolkning som er oppdatert i tråd med nye norske faglige retningslinjer. Programmet har den anbefalte referansen GLI-2012. Du kan sammenligne opp til tre undersøkelser i samme vindu.

Fordeler

- ✓ *Automatisk tolkning*
- ✓ *Barneincentiv*
- ✓ *Se trend over tid*
- ✓ *GLI-2012 referanse*
- ✓ *Vedlikeholdsfritt*
- ✓ *Sammenlign optak*





EKG

EKG med 12 avledninger, automatisk tolkningsforslag og ferdig målte parameter. På skjermen kan du forstørre signalet hvis du vil se nærmere på noe, og du kan åpne inntil tre opptak i samme vindu for å se etter forandringer.

Fordeler

- ✓ *Hvile-EKG*
- ✓ *Rytme-EKG*
- ✓ *Ferdig målte parametere*
- ✓ *Automatisk tolkning*
- ✓ *Plansje for elektrodeplassing*
- ✓ *Sammenlign opptak*



24-timers blodtrykk

Spirare 24-timers blodtrykk er et velprøvd system for profesjonelle helsefagarbeidere. Registreringene vises i en oppsummeringstabell med gjennomsnittstall for døgn, dag og natt. En egen fane viser dataliste over alle målinger, og du får en rekke grafiske fremstillinger av blodtrykksmålingene gjennom døgnet.

Fordeler

- ✓ *Komfortabel*
- ✓ *Stillegående*
- ✓ *Inkludert bæreveske*
- ✓ *Inkludert mansjett i S, M, L*
- ✓ *Oscillometrisk målemetode*
- ✓ *A/A nøyaktighet (BHS/EHS)*



SPS340
Spirometer



2050-1
Spirette, 50 stk.



2091-412
Filter, 100 stk.



2050-10
Spirette, 500 stk.



SPCAL30
Kalibreringsprøyte, 3 liter



SPE205M
EKG-opptaker



SPEK5-1B
Kabel med bananstikker



SPEK5-3
Kabel med klype



SPK6-1
USB til mini-USB for EKG



SPABPM21
24-timers blodtrykk-kit



SPABPD11
Bomullserme



SPABPD12
Engangsveske, 10 stk.



SPABPD07
Oppbevaringsbag



SPABPC04
Mansjett, XS (14–20 cm)



SPABPC01
Mansjett, S (20–24 cm)



SPABPC02
Mansjett, M (20–24 cm)



SPABPC03
Mansjett, L (32–38 cm)



SPABPC05
Mansjett, XL (38-55 cm)



SPABP03B
Batterilader med fire batterier



SPABPB02
Fire oppladbare batterier



SPABPD13
Bærevekke



SPK32
4-pins kabel for 24-t blodtrykksmåler



SABPD01
Målebånd

Hvordan bestille?

Våre forhandlere snakker gjerne med deg om tilbud, og svarer på spørsmål hvis det er noe du lurer på. Du kan bestille engangsartikler og annet tilbehør i nettbutikken der du vanligvis handler medisinsk forbruksmateriell.

Diagnostica er produsent av Spirare-systemet og har agentur på utstyret som hører til. Her finner du en oversikt over våre leverandør-varenummer.

STARTPAKKER

VARENUMMER	STARTPAKKER MED TRE APPARATLISENSER
SPKIT07TR	Spirare system, komplett med utstyr for spirometri, EKG og 24-timers blodtrykk
SPKIT06R	Spirare system, med spirometer og 24-t blodtrykksmål
SPKIT05TR	Spirare system, med EKG og 24-t blodtrykksmål
SPKIT04TR	Spirare system, med EKG og spirometer
SPKIT03R	Spirare system, med 24-t blodtrykksmål
SPKIT02TR	Spirare system, med EKG
SPKIT01R	Spirare system, med spirometer

APPARATER

VARENUMMER	VARENAVN
SPS340	Sp Trueflow spirometer for Spirare
SPE205M	Cardiax ECG-opptaker for Spirare Inkl. pasientkabel med bananstikker
SPABPM21	Mobil-O-Graph kit for Spirare

TILBEHØR EKG

VARENUMMER	VARENAVN
SPEK5-1B	EKG pasientkabel, banan, for Spirare EKG 200-serien
SPEK5-3	EKG pasientkabel, klype, for Spirare EKG 200-serien
SPK6-1	USB-kabel for EKG

TILBEHØR SPIROMETRI

VARENUMMER	VARENAVN
2050-1	Spirette, engangsmunnstykke, eske à 50 stk.
2050-10	Spirette, engangsmunnstykke, eske à 500 stk.
2091-412	EasyOne Filter SP for Spirette, eske à 100 stk.
SPCAL30	Spirare spirometer kalibreringsprøyte standard, 3L


TILBEHØR 24-TIMERS BLODTRYKK

VARENUMMER	VARENAVN
SPABPC04	Mansjett XS (14-20 cm) pediatrik
SPABPC01	Mansjett S (20-24 cm)
SPABPC02	Mansjett M (24-32 cm)
SPABPC03	Mansjett L (32-38 cm)
SPABPC05	Mansjett XL (38-55 cm)
SPABPD01	Målebånd
SPABPD07	Oppbevaringsbag til hele settet
SPK32	4-pins PC-kabel for 24-timers blodtrykksmål
SPABPB03B	Batterilader med 4 oppladbare batterier
SPABPB02	Batterier, oppladbare, 4 stk.
SPABPD11	Engangs bomullserme, 50 stk.
SPABPD12	Engangsveske til 24-timers blodtrykksmål, 10 stk.
SPABPD13	Bæreveske til 24-timers blodtrykksmål, syntetisk skinn
SPCC01	2-årlig service med recalibrering og kalibreringssertifikat

TILLEGG I PROGRAMVARE

VARENUMMER	VARENAVN
SLR1A4	Tillegglisens for ett ekstra apparat, fra 4-10
SLR1A11	Tillegglisens for ett ekstra apparat, fra 11-50
SLR1A51	Tillegglisens for ett ekstra apparat, fra > 50
SP3M00	Spirare Database Client/Server
SP3M001	Spirare Database Citrix/RDP terminal server
SP3M57	Spirare Module ECG Interpretation II
SP3M572	Spirare Module ECG Interpretation II, Extra Recorder

Digitale diagnostiske systemer



www.spirare.com