

# BORDSTATIV TIL EKG



- Den gode følelsen av orden
- Praktisk og justerbart stativ for EKG-opptaker
- Perfekt designet passform for apparater til Spirare

EKG-stativ med bordfeste for plassering nær pasientbenken. Stativet passer til Spirare EKG- og Cardiax PC ECG-opptaker. Basen kan roteres 360 graders, og leddene kan strekkes ut og bøyes tilbake. EKG-apparatet kan plasseres med pasientkabelen pekende ned.

**Oppdag hele vårt sortiment av norskdesignede knagger og holdere til utstyr tilhørende Spirare. Se egne brosjyrer.**



**Diagnostica AS**  
Østre Aker vei 19, 0581 Oslo  
+47 22 92 40 00 | [post@spirare.com](mailto:post@spirare.com)  
[www.spirare.com](http://www.spirare.com)



KOMPONENT	MATERIALE	DIMENSJONER	EGENSKAPER
EKG-holder	85-92% PLA (Polylactic Acid) og 8-15% Kalsiumkarbonat	Høyde 72mm, dybde 85, bredde 80. Vekt 35g	Bioplast fra fornybare ressurser
Metallarm til EKG	Karbonstål	Strekk 1 = 37,5 cm, Strekk 2 = 40 cm. Totalvekt m/ bordfeste 1035 gram	360 graders rotasjon i base, 180 grader justering i leddene
Bordfeste	Karbonstål + EVA (Ethylene-Vinyl Acetate)	Bordfeste passer for bord med inntil 50 mm tykkelse	Festes med spiral-skrumekanisme