



VEGGHOLDER TIL SPIROMETER

- Få den gode følelsen av orden
- Finn utstyret når du trenger det
- Perfekt designet passform for apparater til Spirare

Veggholder laget spesielt for Spirare spirometer og SPTrueflow sensor. Holderen kan festes på veggen med medfølgende dobbeltsidig teip som ikke lager merker på veggen.

Oppdag hele vårt sortiment av norskdesignede knagger og holdere til utstyr tilhørende Spirare. Se egne brosjyrer.



Syrin
Varenr.: 12001



Hvit
Varenr.: 12002



Rosa
Varenr.: 12003



Svart
Varenr.: 12004



Grønn glitter
Varenr.: 12005

KOMPONENT	MATERIALE	DIMENSJONER	EGENSKAPER
Spirometerholder	Bioplast, 85-92% PLA (Polylactic Acid) og 8-15% Kalsiumkarbonat	Høyde 68 mm, Dybde 55mm. Bredde 34 mm. Vekt 25g	Enkel knagg, glatt bakflate med to skruerull
2 x skruer med plugg	Blankgalvanisert, FZB, anker Pozidriv, PZ2	6x30 mm skruer mm	Egnet for massive materialer som betong, murstein, lettbetong med mer
1 x Command dobbeltstrip, medium	Skum. Vektkapasitet 5,4 kg	19 mm x 70 mm	Festemiddel som kan fjernes uten å etterlate merke på vegg

