

BORDSTÄLL TILL EKG



- Få den sköna känslan av ordning
- Justerbart stativ för EKG-registrerare.
- Perfekt designad passform för apparater till Spirare

EKG-stativ med bordsfäste för placering nära patientbänken. Stativet passar till Spirare EKG- och Cardiax PC EKG-upptagare. Basen kan roteras 360 grader, och lederna kan sträckas ut och böjas tillbaka. EKG-apparaten kan placeras med patientkabeln pekande nedåt.

Utforska vårt sortiment av skandinaviskt designade tillbehör till Spirare EKG, spirometri och 24-t blodtrycksmätare. Upptäck eleganta kroker och hållare som förenar funktionalitet med stil. Ta en titt i våra broschyrer för mer information.



KOMPONENT	MATERIAL	DIMENSIONER	EGENSKAPER
EKG-hållare	85-92% PLA (Polymjölksyra) och 8-15% Kalciumkarbonat	Höjd 72mm, djup 85, bredd 80. Vikt 35g	Bioplast från förnybara resurser
Metallarm för EKG	Kolstål	Sträcka 1 = 37,5 cm. Sträcka 2 = 40 cm. Totalvikt m/ bordsfäste 1035 gram	360 graders rotation i bas, 180 grader justering i lederna
Bordsfäste	Karbonstål + EVA (Ethylene-Vinyl Acetate)	Bordsfäste passar för bord med upp till 50 mm tjocklek	Fästs med spiral skruvmekanism

