



VÄGGHÅLLARE TILL SPIROMETER

- Få den sköna känslan av ordning
- Hitta utrustningen när du behöver den
- Perfekt designad passform för apparater till Spirare

Väggållare speciellt framtagen för Spirare spirometer och SPTrueflow-sensor. Hållaren kan fästas på väggen med medföljande dubbelsidig tejp som inte lämnar märken på väggen. Detta är en praktisk lösning för att hålla utrustningen organiserad.

Utforska vårt sortiment av skandinaviskt designade tillbehör till Spirare EKG, spirometri och 24-t blodtrycksmätare. Upptäck eleganta krok- och hållare som förenar funktionalitet med stil. Ta en titt i våra broschyrer för mer information.



Lila
Varenr.: 12001



Vit
Varenr.: 12002



Rosa
Varenr.: 12003



Svart
Varenr.: 12004



Grön glitter
Varenr.: 12005

KOMPONENT	MATERIAL	DIMENSIONER	EGENSKAPER
Spirometer-hållare	Bioplast, 85-92% PLA (Polymjölksyra) och 8-15% kalciumkarbonat	Höjd 68 mm, Djup 55 mm. Bredd 34 mm. Vikt 25g	Enkel krok, slät baksida med två skruvhål
1 Command dubbelstrip, medium	Akrylhäftämne och ett ryggmaterial av polyetylen (skum)	19 mm x 70 mm	Bärkapacitet 5,4 kg. Fästelement som kan tas bort utan att lämna märken på vägg
2 skruvar med plugg	Blankförzinkad, FZB, ankare PZ2 Pozidriv	6 x 30 mm skruv	Lämplig för massiva material som betong, tegel, lättbetong med mera

