



## VÄGGHÅLLARE FÖR 24-T BLODTRYCKSMÄTARE

- Få den sköna känslan av ordning
- Hitta utrustningen när du behöver den
- Perfekt designad passform för apparater till Spirare

En ambulerande blodtrycksmätare är ständigt på farten. Mellan patientbesöken, placera din monitor i hållaren för att alltid veta var den är. Vägghållaren är skräddarsydd för Spirare ABPM och Mobil-O-Graph, och det är anmärkningsvärt enkelt att både placera och ta ut blodtrycksmätaren.

Utforska vårt sortiment av skandinaviskt designade tillbehör till Spirare EKG, spirometri och 24-t blodtrycksmätare. Upptäck eleganta krokar och hållare som förenar funktionalitet med stil. Ta en titt i våra broschyrer för mer information.



Vit  
Varenr.: 13001



Lila  
Varenr.: 13002



Blå\*  
Varenr.: 13003



Svart  
Varenr.: 13004



Grön glitter  
Varenr.: 13005



Rosa  
Varenr.: 13006

KOMPONENT	MATERIAL	DIMENSIONER	EGENSKAPER
ABPM-hållare	85-92% PLA (Polymjölksyra) och 8-15% kalciumkarbonat	Höjd 66 mm * bredd 80 mm. Vikt 28 g	Bioplast från förnybara resurser
2 x Command dubbelstrip, medium	Akrylhäftämne och ett ryggmaterial av polyetylen (skum)	19 mm x 70 mm	Bärkapacitet 5,4 kg. Fästelement som kan tas bort utan att lämna märken på vägg

